

ผู้นำด้านห้องปฏิบัติการ ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง
และการให้บริการ ให้เราได้ดูแลคุณ



คิดถึง LAB คิดถึงเรา




Biotech And Scientific Co.ltd

155 ซอย อ่อนนุช 17 แขวง 16 แขวงสวนหลวง เขต สวนหลวง

โทร 099-415-7385 0859171259 02-717-7915



You can easily assemble and disassemble our system to make new arrangements when required for different use of the lab. All fittings, such as service units, rack, etc. or any other additional parts can be easily fitted later on.



The design also aims at easier and simpler assembly of components and pipe which reduces installation time and maintenance costs.





WORKTOPS

Worktops are available in a wide range of materials to meet the laboratory applications. The materials to be supplied include:-

- Solid grade laminate
- Epoxy resin
- Melamine post-formed
- Polypropylene
- Stainless Steel
- Solid wood
- Tiles



Laboratory Bench

- Design and manufacture with high quality material and workmanship.
- With our experience and technical knowledge each design will meet each application of laboratory.
- All modules have standard dimensions and interchangeability.
- Base on functional and flexibility each unit can be able to modify to make any new arrangement's now and in future.
- Materials used are of high quality and special selected.



Lab Fittings

- BROEN or etc. fitting will be selected for all media.
- Other make can be selected as need.






Balance Table


- Stand alone Balance Table or built into the Lab Bench.
- Bench top Anti vibration Stand



Sash Closed



Sash Open



Fume Hood



- Fume hood can be made for all applications.
- Knock down or molded cabinet type.
- Bench top or stand alone.
- Basic or walk-in.
- Special Large Size is possible.



BLOWER AND CONTROL

- Case will be Injection Molded PE ,FPR
- Impellor will be Backward,high pressure type, Injection Molded PP
- Electronics control Programmable CPU with audible and visual alarm
- Motor will be TEFC types
- Motor shall be industrial TEFC,IP55 type





Related Equipments

- Storage Cabinets for Acid and Base. With and without ventilation.
- Storage Cabinets for In-flammable Chemicals
- Special Storage for Toxic materials.
- Shelving
- Cart.
- Emergency Shower
- Fume Treatment systems
- Pegboard
- Stool.





WALL BENCH (STAINLESS 316)



SINK UNIT (STAINLESS 316)

















1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมโยธา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ห้องสมุด
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ห้องเย็นระโนด
4. บริษัท ยูเมต้า จำกัด
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
9. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จ.นนทบุรี
10. บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด
11. Huhtamaki (Thailand) Limited
12. ALS Testing Services (Thailand) Co., Ltd.
13. Thainakorn Paint Chemical Co., Ltd.
14. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
15. บริษัท ทีโอเอ เคมีคอล อินดัสตรีส์ จำกัด
16. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18. โรงเรียนวัดนิคมยาตรา จ.สมุทรปราการ
19. บริษัท สยามเดลมองด์ จำกัด
20. บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด
21. บริษัท แมกเนคอมพ์ พีริซัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
22. บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด

และอีกมากมาย ด้วยความเชื่อมั่นตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของลูกค้า และเราขอสัญญาว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไป



155 ขอย อ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขต สวนหลวง กทม. 10250

Tel 02-717-7915 Fax 02-717-7919